



BANO-HOOGTE-AFSTELLING VOOR HYGIËNEWASTAFEL





De producten van Bano voldoen aan de bepalingen van de EU-veiligheidsvereisten zoals vastgelegd in de Richtlijn 93/42/EG voor medische apparaten klasse 1.



Bij fabricagefouten geeft Bano de klant binnen 3 jaar na installatie het recht om het product te ruilen tegen een vergelijkbaar product of een product met vergelijkbare eigenschappen.



AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE
NORWEGIAN DESIGN COUNCIL


5207-EL Elektrische Bano-hoogte-afstelling voor **5202/L** en **5202/R**

5207-MA Handmatige Bano-hoogte-afstelling voor **5202/L** en **5202/R**

Accessoires:

5260 BANO 60 mm-houtschroeven

5280 BANO 80 mm-houtschroeven



Eenvoudig te gebruiken

De Bano-bevestigingsbeugels met handmatige of elektrische hoogte-afstelling zijn eenvoudig in het gebruik en kunnen door één persoon worden bediend.

Kan worden aangepast op iedere gebruiker

Onze onderzoeken en tests hebben aangetoond dat er een behoefte bestaat aan persoonlijke oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van de individuele gebruiker. Uit reacties van verzorgend personeel blijkt dat de hoogte-afstelling van onze producten het gemakkelijker maakt om de patiënten te verplaatsen en de belasting op de verzorgers vermindert.

Elektrisch of handmatig

Daarom hebben we een reeks in hoogte verstelbare producten ontwikkeld die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan behoeften van de individuele gebruiker. De wastafel, het toilet en de handgrepen kunnen gemakkelijk in hoogte versteld worden. De hoogte kan op twee manieren worden aangepast: handmatig met een zwengel, of elektrisch. Bij beide oplossingen kan de hoogte met 20 cm worden versteld.

Betaalbaar alternatief

De enorme flexibiliteit van zoveel badkamer-elementen maakt het Bano Badkamerconcept uniek. En omdat het om eenvoudige aanpassingen gaat, is het ook een betaalbaar alternatief.

Materiaal

- Constructie van gegalvaniseerd staal
- Behuizing van hygiënisch ABS-/PMMA-plastic